

FAST PAD

SHAPE YOUR BODY

TONING - FIRING - SCULPTING - LIPOLYSIS - DRAINAGE



FAST PAD

The special bands FAST PAD, can be easily connected to the all GLOBUS electrostimulators with 2 or 4 channels and they have the same procedure of use as normal self adhesive electrodes.

INSTRUCTION FOR USE

- 1) Put a light coat of gel on the electrode surface (fig. 2).
- 2) Place the band on the areas to stimulate and block it by using the little elastic bands supplied with the product.
- 3) Connect each band and its cable to one of the electrostimulator channel using the supplied adapters (fig. 1).
- 4) Choose the program and start the stimulation.
- 5) At the end of the treatment, clean the contact surface with a wet duster (use only water) and dry it with care.

INDICATIONS

TONING
FIRMING
SCULPTING
LIPOLYSIS
DRAINAGE



FAST PAD

Le fasce speciali FAST PAD possono essere collegate facilmente a tutti gli elettrostimolatori GLOBUS a 2 e a 4 canali, con la stessa modalità prevista per la stimolazione con gli elettrodi autoadesivi.

MODO D'USO

- 1) Applicare un leggero velo di GEL sulla superficie di contatto degli elettrodi (fig. 2).
- 2) Posizionare la fascia FAST PAD sulla zona da stimolare e bloccarla con la fascetta elastica in dotazione.
- 3) Collegare ogni fascia FAST PAD ad un canale (e relativo cavetto) dello stimolatore con gli adattatori forniti nella confezione (fig. 1).
- 4) Selezionare il programma di stimolazione ed iniziare il trattamento.
- 5) Alla fine del trattamento pulire delicatamente la superficie di contatto con un panno bagnato (usare solo acqua) ed asciugare accuratamente.

INDICAZIONI

TONIFICAZIONE
RASSODAMENTO
MODELLAMENTO
LIPOLISI
DRENAGGIO



FAST PAD

Les bandes spéciales FAST PAD peuvent être reliées à tous les électrostimulateurs GLOBUS à 2 et 4 canaux et sont utilisées avec la même modalité prévue pour la stimulation avec les électrodes auto-collantes.

MODE D'EMPLOI

- 1) Appliquer un légère couche de gel sur la surface des électrodes (fig. 2).
- 2) Placer la bande FAST PAD sur la zone à stimuler et la bloquer avec la petite bande élastique en dotation.
- 3) Reller chaque bande FAST PAD à un des canaux de votre électrostimulateur avec les adaptateurs fournis (fig. 1).
- 4) Choisir le programme de stimulation et commencer le traitement.
- 5) A la fin du traitement nettoyer délicatement la surface de contact avec un chiffon humide (utiliser seulement de l'eau) et sécher soigneusement.

INDICATIONS

TONIFICATION
RAFFERMISSEMENT
SCULPTURE
LIPOLYSE
DRAINAGE



FAST PAD

Das spezielle FAST PAD kann an einen GLOBUS Elektrostimulator mit 2 und 4 Kanälen angeschlossen werden.

GEBRAUCHSANLEITUNG

- 1) Befeuchten Sie die Oberfläche der Elektroden mit einer leichten Gelschicht (fig. 2).
- 2) Bringen Sie das FAST PAD auf der zu behandelnden Zone an.
- 3) Jedes Pad muss mit den dazugehörigen Kabeln mittels des Adapters angeschlossen werden, welche der Ausrüstung beiliegen (fig. 1).
- 4) Wählen Sie das gewünschte Programm aus und beginnen Sie mit der Stimulation.
- 5) Nach der Stimulation ist es notwendig, die Oberfläche mit einem feuchten Tuch zu säubern (nur mit Wasser reinigen) und mit Vorsicht zu trocknen.

HINWEIS

STRAFFUNG
KRÄFTIGUNG
MODELLIERUNG
LIPOLYSE
DRAINAGE



FAST PAD

Las fajas especiales FAST PAD pueden ser conectadas fácilmente a todos los electroestimuladores GLOBUS de 2 a 4 canales, con la misma modalidad prevista para la estimulación con los electrodos autoadhesivos.

MODO DE USO

- 1) Aplicar una ligera capa de GEL sobre la superficie de contacto de los electrodos (fig. 2).
- 2) Posicionar la faja FAST PAD sobre la zona a estimular y bloquearla con el abrojo elástico suministrado.
- 3) Conectar cada faja FAST PAD a un canal (con el respectivo cable) del electroestimulador con los adaptadores provisto con el producto (fig. 1).
- 4) Seleccionar el programa de estimulación e iniciar el tratamiento.
- 5) Al final del tratamiento, limpiar delicadamente la superficie de contacto con un paño húmedo (utilizar solo agua) y dejar secar completamente.

INDICACIONES

TONIFICACIÓN
ENDURECIMIENTO
MODELLAMIENTO
LIPÓLISIS
DRENAJE

Fig. 1



Fig. 2



GLOBUS

ELECTROSTIMULATORS

GLOBUS ITALIA S.R.L. - Tel. (+39) 0438.7933 - Fax (+39) 0438.793363 - www.globusitalia.com - info@globusitalia.com

FAST BAND

SHAPE YOUR BODY

TONING - FIRING - SCULPTING - LIPOLYSIS - DRAINAGE



FAST BAND

FAST BAND can be easily connected to all GLOBUS electrostimulators WITH 2 AND 4 channels.

This band has been studied to perform with great easiness and efficacy all the stimulation programs for abdominal areas (abdominal muscles and oblique) and gluteus.

Placing the electrodes directly on the lumbar zone, FAST BAND also allows to apply the TENS currents that help you to eliminate backpain

Before wearing the band for treatment, it is necessary to dampen the rubber electrodes with water or gel.
To carry out the treatment connect the cables following the figures below.



FAST BAND

FAST BAND può essere collegato facilmente a tutti gli elettrostimolatori GLOBUS a 2 e a 4 canali.

Questa fascia è stata studiata per effettuare con la massima facilità ed efficacia tutti i programmi di stimolazione per la zona addominale (muscoli addominali ed obliqui) e per i glutei.

FAST BAND è particolarmente utile anche per applicare in modo confortevole le correnti TENS nella zona lombare ed eliminare il mal di schiena.

Per effettuare i trattamenti sarà sufficiente inumidire leggermente con acqua (o gel) le parti in gomma ed indossare la fascia, collegando i cavetti dello stimolatore secondo lo schema allegato.



FAST BAND

Placement de la bande connexions avec l'électrostimulateurs à 2 et 4 canaux.

Cette bande a été étudiée pour exécuter avec facilité et efficacité tous les programmes de stimulation pour l'abdomen (muscles abdominaux et obliques) e pour les fessiers.

FAST BAND est aussi particulièrement utile pour appliquer en manière confortable les courants TENS dans la zone lombaire et éliminer le mal au dos.

Pour exécuter les traitements, il sera suffit de humecter avec eau ou gel les électrodes en gomme et endosser la bande en reliant les petits câbles du stimulateur comment expliqué dans le schéma Ch-dessous.



FAST BAND

FAST BAND kann an einen Globus Elektrostimulator mit 2 und 4 Kanälen angeschlossen werden.

Dieser Gurt wurde hergestellt, um mit Effizienz und maximaler Wirksamkeit alle Stimulationsprogramme für die Bauchregion, verspannte Muskeln und den Rücken durchzuführen.

FAST BAND ist besonders nützlich, um in bequemer Weise die Tens Ströme auf dem Rücken anzuwenden und Rückenschmerzen zu beseitigen.

Um die Behandlungen durchzuführen, muss man die einfach



FAST BAND

FAST BAND puede ser conectadas fácilmente a todos los electroestimuladores GLOBUS a 2 y a 4 canales.

Esta faja ha estado estudiada para efectuar con la máxima facilidad y eficacia todos los programas de estimulación para la zona abdominal (músculos abdominales y oblicuos) y para los glúteos.

FAST BAND es particularmente útil para aplicar de manera confortable las corrientes TENS en la zona lumbar y eliminar el mal de espalda.

Para efectuar los tratamientos sera suficiente humedecer ligeramente con agua (o gel) las partes en goma y colocarse la faja, conectando los cables del electroestimulador según el esquema suministrado.



ABDOMINAL MUSCLES

SIZE	CH 1	CH 2
S - M - L	A - B	C - D
XL - XXL	A - B	E - F



GLUTEUS

SIZE	CH 1	CH 2
S - M - L	A - C	B - D
XL - XXL	A - E	B - F



BACK PAIN

SIZE	CH 1
S - M - L	A - B
XL - XXL	A - B

GLOBUS

ELECTROSTIMULATORS

GLOBUS ITALIA S.R.L. - Tel. (+39) 0438.7933 - Fax (+39) 0438.793363 - www.globusitalia.com - info@globusitalia.com